

Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met een verwarmde slang

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van een verwarmde slang. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de ResMed AirSense 11. Andere CPAP-apparaten zien er anders uit, maar in alle gevallen is een CPAP-slang met een flexibel uiteinde aangesloten op het masker. Het aansluiten van de zuurstof (O₂) connector zal daarom vergelijkbaar zijn.

Let op: Het is erg belangrijk dat er geen zuurstof in de CPAP kan stromen. Als dit gebeurt dan kan er een storing optreden. Om dit te voorkomen is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.
Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

